


# 02

**EB**  
ENDOSCOPY  
**EWALD BACHER**






Fremdkörper-Zangen  
*Foreign Body Forceps*

# 02

## Fremdkörper-Zangen Foreign Body Forceps

### **Alligator-Zange**, kreuzverzahnt *Alligator-Forceps, cross serrated*



| Ø mm<br>Ø mm | Länge cm<br>Length cm | Bestell-Nr.<br>Order No. |   |
|--------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 1,8          | 120                   | 104-18-120               |   |
| 1,8          | 160                   | 104-18-160               |   |
| 1,8          | 180                   | 104-18-180               |   |
| 1,8          | 230                   | 104-18-230               |   |
| 2,3          | 120                   | 104-23-120               |   |
| 2,3          | 160                   | 104-23-160               |   |
| 2,3          | 180                   | 104-23-180               |  |
| 2,3          | 230                   | 104-23-230               |   |

#### **Standard**

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.  
*Metal tube distal tapered, metal handle.*

#### **Auf Wunsch**

**G** = Geschliffene Spirale  
( z.Bsp. G 104-18-120 )

**K** = Kunststoffgriff  
( z.Bsp. K 104-18-120 )

#### **On desire**

**G** = Metal tube grinded  
( for ex. G 104-18-120 )

**K** = Plastic handle  
( for ex. K 104-18-120 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
*All instruments autoclavable.*



Andere Längen möglich.  
*Other length possible.*




Technische Änderungen vorbehalten.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*





Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*

# 02

## Fremdkörper-Zangen Foreign Body Forceps

### Ovaler Löffel, gezahnt Oval Cup, serrated



| Ø mm<br>Ø mm | Länge cm<br>Length cm | Bestell-Nr.<br>Order No. |   |
|--------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 1,6          | 120                   | 105-16-120               |   |
| 1,6          | 160                   | 105-16-160               |   |
| 1,6          | 180                   | 105-16-180               |  1:1  |
| 1,6          | 230                   | 105-16-230               |   |
| 1,8          | 120                   | 105-18-120               |   |
| 1,8          | 160                   | 105-18-160               |   |
| 1,8          | 180                   | 105-18-180               |  1:1 |
| 1,8          | 230                   | 105-18-230               |   |
| 2,3          | 120                   | 105-23-120               |   |
| 2,3          | 160                   | 105-23-160               |   |
| 2,3          | 180                   | 105-23-180               |  1:1 |
| 2,3          | 230                   | 105-23-230               |   |
| 3,0          | 180                   | 105-30-180               |   |
| 3,0          | 230                   | 105-30-230               |  1:1 |

#### Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.  
Metal tube distal tapered, metal handle.

#### Auf Wunsch

**G** = Geschliffene Spirale  
( z.Bsp. G 105-18-120 )

**K** = Kunststoffgriff  
( z.Bsp. K 105-18-120 )

#### On desire

**G** = Metal tube grinded  
( for ex. G 105-18-120 )

**K** = Plastic handle  
( for ex. K 105-18-120 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations  
are possible.






Alle Abbildungen sind urheberrechtlich  
geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations  
are possible.

# 02

## Fremdkörper-Zangen Foreign Body Forceps

### Hakenmaul, 2.1 Zähne Rat Tooth, 2:1 teeth



| Ø mm<br>Ø mm | Länge cm<br>Length cm | Bestell-Nr.<br>Order No. |   |
|--------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 1,0          | 120                   | 108-10-120               |   |
| 1,0          | 160                   | 108-10-160               |   |
| 1,0          | 180                   | 108-10-180               |   |
| 1,0          | 230                   | 108-10-230               | 1:1   |
| 1,4          | 120                   | 108-14-120               |   |
| 1,4          | 160                   | 108-14-160               |   |
| 1,4          | 180                   | 108-14-180               |  |
| 1,4          | 230                   | 108-14-230               | 1:1   |
| 1,8          | 120                   | 108-18-120               |   |
| 1,8          | 160                   | 108-18-160               |   |
| 1,8          | 180                   | 108-18-180               |  |
| 1,8          | 230                   | 108-18-230               | 1:1   |
| 2,3          | 120                   | 108-23-120               |   |
| 2,3          | 160                   | 108-23-160               |   |
| 2,3          | 180                   | 108-23-180               |  |
| 2,3          | 230                   | 108-23-230               | 1:1   |
| 3,0          | 180                   | 108-30-180               |   |
| 3,0          | 230                   | 108-30-230               |  |
|              |                       |                          | 1:1   |

#### Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.  
Metal tube distal tapered, metal handle.

#### Auf Wunsch

**G** = Geschliffene Spirale  
( z.Bsp. G 108-18-120 )

**K** = Kunststoffgriff  
( z.Bsp. K 108-18-120 )

#### On desire

**G** = Metal tube grinded  
( for ex. G 108-18-120 )

**K** = Plastic handle  
( for ex. K 108-18-120 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.









Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

# 02

## Fremdkörper-Zangen Foreign Body Forceps

### Alligator-Zange Alligator-Forceps



| Ø mm<br>Ø mm | Länge cm<br>Length cm | Bestell-Nr.<br>Order No. |   |
|--------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 0,8          | 120                   | 109-08-120               |   |
| 0,8          | 230                   | 109-08-230               |  1:1   |
| 1,0          | 120                   | 109-10-120               |   |
| 1,0          | 160                   | 109-10-160               |   |
| 1,0          | 180                   | 109-10-180               |   |
| 1,0          | 230                   | 109-10-230               |  1:1 |
| 1,2          | 120                   | 109-12-120               |   |
| 1,2          | 230                   | 109-12-230               |  1:1 |
| 1,4          | 120                   | 109-14-120               |   |
| 1,4          | 230                   | 109-14-230               |  1:1 |
| 1,6          | 120                   | 109-16-120               |   |
| 1,6          | 160                   | 109-16-160               |   |
| 1,6          | 180                   | 109-16-180               |   |
| 1,6          | 230                   | 109-16-230               |  1:1 |
| 1,8          | 120                   | 109-18-120               |   |
| 1,8          | 160                   | 109-18-160               |   |
| 1,8          | 180                   | 109-18-180               |   |
| 1,8          | 230                   | 109-18-230               |  1:1 |
| 2,3          | 120                   | 109-23-120               |   |
| 2,3          | 160                   | 109-23-160               |   |
| 2,3          | 180                   | 109-23-180               |   |
| 2,3          | 230                   | 109-23-230               |  1:1 |
| 3,0          | 180                   | 109-30-180               |   |
| 3,0          | 230                   | 109-30-230               |  1:1 |

#### Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.  
Metal tube distal tapered, metal handle.

#### Auf Wunsch

**G** = Geschliffene Spirale  
( z.Bsp. G 109-18-120 )

**K** = Kunststoffgriff  
( z.Bsp. K 109-18-120 )

#### On desire

**G** = Metal tube grinded  
( for ex. G 109-18-120 )

**K** = Plastic handle  
( for ex. K 109-18-120 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

# 02


## Fremdkörper-Zangen Foreign Body Forceps

### Alligator-Zange, rund Alligator Forceps, round




| Ø mm<br>Ø mm | Länge cm<br>Length cm | Bestell-Nr.<br>Order No. |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 1,8          | 120                   | 160-18-120               |
| 1,8          | 160                   | 160-18-160               |
| 1,8          | 180                   | 160-18-180               |
| 1,8          | 230                   | 160-18-230               |
| 2,3          | 120                   | 160-23-120               |
| 2,3          | 160                   | 160-23-160               |
| 2,3          | 180                   | 160-23-180               |
| 2,3          | 230                   | 160-23-230               |

### Katheter-Lege-Zange, 2,5 mm Catheter Applying Forceps, 2,5 mm



| Ø mm<br>Ø mm | Länge cm<br>Length cm | Bestell-Nr.<br>Order No. |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 2,5          | 120                   | 128-25-120               |
| 2,5          | 160                   | 128-25-160               |
| 2,5          | 180                   | 128-25-180               |
| 2,5          | 230                   | 128-25-230               |



1:1

#### Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.  
Metal tube distal tapered, metal handle.

#### Auf Wunsch

**G** = Geschliffene Spirale  
( z.Bsp. G 128-25-120 )

**K** = Kunststoffgriff  
( z.Bsp. K 128-25-120 )

#### On desire

**G** = Metal tube grinded  
( for ex. G 128-25-120 )

**K** = Plastic handle  
( for ex. K 128-25-120 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.



Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

# 02


## Fremdkörper-Zangen Foreign Body Forceps

### Polycatch-Zange Polycatch Forceps



| Ø mm<br>Ø mm | Länge cm<br>Length cm | Bestell-Nr.<br>Order No. |   |
|--------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 2,1          | 120                   | 132-21-120               |   |
| 2,1          | 160                   | 132-21-160               |   |
| 2,1          | 180                   | 132-21-180               |   |
| 2,1          | 230                   | 132-21-230               |   |
| 2,5          | 120                   | 132-25-120               |  |
| 2,5          | 160                   | 132-25-160               |   |
| 2,5          | 180                   | 132-25-180               |   |
| 2,5          | 230                   | 132-25-230               |   |

### Fasszange, 2:1 Zähne, zum sicheren Fassen von Katheter und Stents Grasping Forceps, 2:1 teeth, for catheter and stents



| Ø mm<br>Ø mm | Länge cm<br>Length cm | Bestell-Nr.<br>Order No. |  |
|--------------|-----------------------|--------------------------|--|
| 2,3          | 120                   | 155-23-120               |  |
| 2,3          | 160                   | 155-23-160               |  |
| 2,3          | 180                   | 155-23-180               |  |
| 2,3          | 230                   | 155-23-230               |  |

#### Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.  
Metal tube distal tapered, metal handle.

#### Auf Wunsch

**G** = Geschliffene Spirale  
( z.Bsp. G 132-21-120 )

**K** = Kunststoffgriff  
( z.Bsp. K 132-21-120 )

#### On desire

**G** = Metal tube grinded  
( for ex. G 132-21-120 )

**K** = Plastic handle  
( for ex. K 132-21-120 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

# 02


## Fremdkörper-Zangen Foreign Body Forceps

### **Fasszange Rattenzahn**, 2:1 Zähne, quergezahnt *Grasping Forceps Rat Tooth, 2:1 teeth, cross serrated*



| Ø mm                      | Länge cm           | Bestell-Nr. |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| Ø mm                      | Length cm          | Order No.   |
| 2,3                       | 165                | 147-23-165  |
| 2,3                       | 210                | 147-23-210  |
| Öffnung der Branchen 11,3 | Branchenlänge 6,5  |             |
| Opening of jaws 11,3      | Length of jaws 6,5 |             |

### **Fasszange Rattenzahn**, 2:1 Zähne, quergezahnt *Grasping Forceps Rat Tooth, 2:1 teeth, cross serrated*



| Ø mm                      | Länge cm           | Bestell-Nr. |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| Ø mm                      | Length cm          | Order No.   |
| 2,3                       | 165                | 148-23-165  |
| 2,3                       | 210                | 148-23-210  |
| Öffnung der Branchen 14,9 | Branchenlänge 8,4  |             |
| Opening of jaws 14,9      | Length of jaws 8,4 |             |

#### **Standard**

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.  
*Metal tube distal tapered, metal handle.*

#### **Auf Wunsch**

**G** = Geschliffene Spirale  
( z.Bsp. G 147-23-165 )

**K** = Kunststoffgriff  
( z.Bsp. K 147-23-165 )

#### **On desire**

**G** = Metal tube grinded  
( for ex. G 147-23-165 )

**K** = Plastic handle  
( for ex. K 147-23-165 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
*All instruments autoclavable.*



Andere Längen möglich.  
*Other length possible.*



Technische Änderungen vorbehalten.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*